

8. Hygiene bei der Versorgung und Entsorgung von Materialien

8.1 Versorgung

8.1.1 Sterile Medizinprodukte

8.1.2 Wäschever- und Entsorgung

8.1. Versorgung

8.1.1 Sterilgutversorgung und Sterilgutlagerung

Lagerdauer von Sterilgut

Die Dauer der Lagerfähigkeit von sterilisiertem Gut ergibt sich aus Verpackungs- und Lagerungsart.

Grundsätzlich sollte Sterilgut staub- und lichtgeschützt gelagert werden. Einfach verpackte Materialien können bei geschützter Lagerung (Schrank, Schublade) in Containerverpackung bis 6 Wochen, in Klarsichtsterilisierverpackung bis zu 6 Monaten und in industriellen Sterilgutlagerverpackungen bis zu max. 5. Jahren aufbewahrt werden (siehe hierzu DIN 58 953).

Eine ungeschützte Lagerung sollte nur zur Bereitstellung zum alsbaldigen Verbrauch (max. 24 Stunden) erfolgen und ist als Lagerungsart zu vermeiden.

In der Praxis verwendete Sterilisierverpackung konkret benennen mit Angabe des Aufbewahrungsortes (z.B. in den Schubladen und/oder Schränken im Materiallager).

Instrumenten- und Wäscheversorgung einschließlich erforderlicher Entsorgungsmaßnahmen

Instrumentenentsorgung siehe Ausführungen Abschnitt C.

8.1.2 Wäschever- und Entsorgung

Besteht die Schutzkleidung nicht aus Einwegmaterial, hat der Unternehmer für die Desinfektion, Reinigung und Instandhaltung zu sorgen (z.B. Fremdwäscherei mit zertifiziertem Desinfektionswaschverfahren, thermische Desinfektion durch Waschen bei mind. 90 °C in der Praxis bzw. privat durch Mitarbeiter) sowie für eine getrennte Aufbewahrung getragener Schutzkleidung von der anderen Kleidung.

Benutzte Wäsche ist gem. der neuen Unfallverhütungsvorschrift in ausreichend widerstandsfähigen und dichten Behältern zu sammeln und so zu transportieren, dass Beschäftigte den Einwirkungen von Krankheitskeimen nicht ausgesetzt sind (z.B. Textilsäcke mit einer Kettdichte von mind. 220g/qm), Kunststoff sack von mind. 0.08 mm Wandstärke.

Wo, wie und durch wen erfolgt die Wäschever- und Entsorgung?

Bei Fremdvergabe möglichst Wäscherei mit Zertifikat über Desinfektionswaschverfahren beauftragen.